



Catalogue des analyses - Laboratoire

Champignons culture

Liquides biologiques et drainages

Informations générales

Examen

But de l'analyse Recherche de moisissures (*Aspergillus* ou autres) par culture spécifique dans des échantillons de type liquides (liquides normalement stériles, drainage)

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures.
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique

<figure class="table">
021 31 44 107
</figure>

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée OUI

Spécialité

- Mycologie - moisissures
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande
743200
Lien
[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir Compléter le bon recto et verso.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide
- Liquide cavité normalement stérile
- Liquide dialyse péritonéale
- Liquide humeur aqueuse
- Liquide humeur vitrée

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)

Tube polystyrène fond conique 15ml stérile

Volume minimum

2 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (48 heures si bactériologie culture également demandée)
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Culture
Technique	La durée d'incubation est de 7 à 9 jours



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 10 jours.

Tarif

Tarif (CHF) 77.4

Condition(s) spéciale(s) Position 3352.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3351.00 si négatif