



Catalogue des analyses - Laboratoire

Levures culture

Urines

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Recherche de levures par culture spécifique dans les échantillons de type urines.
- Les urines natives doivent être acheminées rapidement au laboratoire durant les heures d'ouverture.
- En dehors des heures d'ouverture, elles doivent impérativement être conservées entre 2 - 8°C.
- Si volume < 1.5 ml utiliser le tube 8.5 ml dédié (monovette jaune)

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures.
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Mycologie - levures
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Urine

Instruction(s) particulière(s)

En cas de demande conjointe de bactériologie culture ne pas envoyer d'urine début du jet (pas indiqué pour la culture)

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

UriSponge (bouchon jaune) (urine stabilisée)



N° commande : 935607

Contenant(s) autre(s)

Tube 8.5 ml pour urine

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Le tube UriSponge est dédié uniquement à la culture bactériologie et/ou levure.
Pour tout autre analyses, ajouter un tube 8.5ml monovette jaune

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

2 – 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (24 ou 48 heures si bactériologie culture également demandée, cf. bactériologie générale culture)
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

| | |
|--|--|
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture de la réception | Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00 |
| Téléphone | 021 31 44 280 |
| Astreinte | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| Site web | <u>Réception des laboratoires</u> |

Analytique

Prestataire

| | |
|---|--|
| Prestataire | Laboratoire de microbiologie |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00 |
| Téléphone | 021 314 41 07 |
| Astreinte | Microbiologie |
| Méthode analytique | |
| Principe de la méthode | <ul style="list-style-type: none"> • Culture |



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

10 jours

Tarif

Tarif (CHF)

63

Condition(s) spéciale(s)

Position 3343.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3342.00 si négatif. La culture de levures n'est pas facturée si elle est effectuée conjointement à la bactériologie culture.