



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Levures culture

Urines

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

- Recherche de levures par culture spécifique dans les échantillons de type urines.
- Les urines natives doivent être acheminées rapidement au laboratoire durant les heures d'ouverture.
- En dehors des heures d'ouverture, elles doivent impérativement être conservées entre 2 - 8°C.
- Si volume < 1.5 ml utiliser le tube 8.5 ml dédié (monovette jaune)

#### Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures.
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Mycologie - levures
- Microbiologique

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

743200

##### Lien


[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

#### Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Urine</li> </ul>
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	En cas de demande conjointe de bactériologie culture ne pas envoyer d'urine début du jet (pas indiqué pour la culture)
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	UriSponge (bouchon jaune) (urine stabilisée)  N° commande : 935607
<b>Contenant(s) autre(s)</b>	Tube 8.5 ml pour urine
<b>Règle(s) si cumul avec d'autres analyses</b>	Le tube UriSponge est dédié uniquement à la culture bactériologie et/ou levure. Pour tout autre analyses, ajouter un tube 8.5ml monovette jaune
<b>Stabilité maximale avant analyse</b>	
<b>Réfrigéré</b>	Nuit
<b>Traitement du prélèvement pour requérants externes</b>	
<b>Conservation</b>	2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.
<b>Acheminement</b>	
<b>Conditions d'acheminement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Température ambiante</li> <li>Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (24 ou 48 heures si bactériologie culture également demandée, cf. bactériologie générale culture)</li> <li>Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.</li> </ul>
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100



<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#"><u>Réception des laboratoires</u></a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de microbiologie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Microbiologie
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Culture</li></ul>



## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 10 jours

### Tarif

**Tarif (CHF)** 63

---

**Condition(s) spéciale(s)** Position 3343.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3342.00 si négatif. La culture de levures n'est pas facturée si elle est effectuée conjointement à la bactériologie culture.