



Catalogue des analyses - Laboratoire

Levures culture

Selles

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche de levures par culture spécifique dans les selles

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures.
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Mycologie - levures
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande**Numéro de commande**

743200

Lien[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)**Renseignements à fournir**

Compléter le bon recto et verso.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Selles

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc



N° commande : 997242

Volume minimum

l'équivalent de 5 ml (Ne pas remplir au-delà de la moitié du pot)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc



N° commande : 997242

Volume minimum

l'équivalent de 2 ml (Ne pas remplir au-delà de la moitié du pot)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.
Conditions d'acheminement	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante• Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures.• Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Température ambiante, délai maximum 24 heures
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Culture
-------------------------------	---

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	10 jours
-----------------------------	----------

Tarif

Tarif (CHF)	63
--------------------	----

Condition(s) spéciale(s)	Position 3343.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3342.00 si négatif. La culture de levures n'est pas facturée si elle est effectuée conjointement à la bactériologie culture.
---------------------------------	---