Catalogue des analyses - Laboratoire

Nocardia culture

Liquides biologiques, Tissus

Informations générales

| - | _ | | _ | |
|---------------|---|---|---|---|
| $-\mathbf{v}$ | а | m | 0 | п |
| | | | | |

| But de l'analyse | Recherche de Nocardia par culture spécifique dans des échantillons de type liquides biologiques ou tissus. |
|---|---|
| Ajout d'analyse | L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures. Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve. |
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 107 |
| Horaire de réalisation | Heures ouvrables du laboratoire |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | Bactériologie Microbiologique |
| Prescription | |
| | / - |
| Formulaire de demande | Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques |
| Formulaire de demande Renseignements à fournir | 743200 Lien |
| | 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques |
| Renseignements à fournir | 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques |
| Renseignements à fournir Pré analytique | 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques |
| Renseignements à fournir Pré analytique Prélèvement | 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques Compléter le bon recto et verso. • Biopsie |
| Renseignements à fournir Pré analytique Prélèvement Nature | 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques Compléter le bon recto et verso. • Biopsie |





Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (48 heures si bactériologie culture également demandée)
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

| Dépose des prélèvements | Réception des laboratoires |
|-------------------------------------|---|
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture de la réception | Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00 |
| Téléphone | 021 31 44 280 |



| Astreinte | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
|------------------------------------|--|
| Site web | <u>Réception des laboratoires</u> |
| Analytique | |
| Prestataire | |
| Prestataire | Laboratoire de microbiologie |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00 |
| Téléphone | 021 314 41 07 |
| Astreinte | Microbiologie |
| Méthode analytique | |
| Principe de la méthode | • Culture |
| Technique | La durée d'incubation est de 7 à 9 jours |
| Post analytique | |
| Conservation après examens | |
| Prélèvement primaire | 10 jours. |
| Tarif | |
| Tarif (CHF) | 63 |
| Condition(s) spéciale(s) | Position 3343.00 (= Tarif indiqué) si positif - Position 3342.00 si négatif |

