Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Actinomyces culture**

Bronchoscopies

## Informations générales

_		_		_	
-	v	3	m	0	п
		а			

But de l'analyse	Recherche d'Actinomyces par culture dans des échantillons profonds de type bronchoscopies.
Ajout d'analyse	<ul> <li>L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.</li> <li>Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.</li> </ul>
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul><li>Bactériologie</li><li>Microbiologique</li></ul>
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Compléter le bon recto et verso.
Pré analytique	
Prélèvement	
Nature	<ul> <li>Aspiration bronchique</li> <li>Lavage broncho-alvéolaire (LBA)</li> </ul>
Matériel standard	
Ouantité	1



Quantité

**Contenant** 

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

### Contenant(s) autre(s)

Flacons pour lavage alvéolaire / aspiration 180 ml

## Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

#### Stabilité maximale avant envoi

## Réfrigéré

Nuit

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

#### **Acheminement**

### **Conditions d'acheminement**

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00



Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Téléphone Astreinte	Microbiologie
Astreinte	
Astreinte Méthode analytique	Microbiologie
Astreinte  Méthode analytique  Principe de la méthode	Microbiologie  • Culture
Astreinte  Méthode analytique  Principe de la méthode  Technique	Microbiologie  • Culture
Astreinte  Méthode analytique  Principe de la méthode  Technique  Post analytique	Microbiologie  • Culture
Astreinte  Méthode analytique  Principe de la méthode  Technique  Post analytique  Conservation après examens	• Culture  La durée d'incubation est de 7 à 9 jours
Astreinte  Méthode analytique  Principe de la méthode  Technique  Post analytique  Conservation après examens  Prélèvement primaire	• Culture  La durée d'incubation est de 7 à 9 jours

