

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Adénosine déaminase

Sang

## Informations générales


### Examen

<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence et/ou horaire d'exécution</b>	1x/jour 5/7 jours
<b>Analyse accréditée</b>	NON
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chimie clinique</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	ADA, adénosine aminohydrolase
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999069 <b>Lien</b> <a href="#">010 - Chimie clinique - Sang</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sang</li> </ul>
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	Envoi immédiat.
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT – N° commande : 998991

**Volume minimum**

300 µl.

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Centrifuger et décanter le surnageant (min. 0.3 ml).

**Conservation**

Congeler le surnageant à -20°C.

**Conditions d'acheminement**

Envoyer l'échantillon congelé sur glace carbonique.

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

Envoi immédiat

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web**

[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Chimie clinique</a></u>

### Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Enzymatique</li></ul>
-------------------------------	---

## Post analytique

### Tarif

<b>Tarif (CHF)</b>	3.2
--------------------	-----