



Catalogue des analyses - Laboratoire

Adénosine déaminase

Liquide pleural



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence et/ou horaire d'exécution

1x/jour 5/7 jours

Analyse accréditée

NON

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

ADA, adénosine aminohydrolase

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061232

Lien

[012 - Chimie clinique - Matériel spécial](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide pleural

Instruction(s) particulière(s)

Envoi immédiat.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune – N° commande : 949151

Volume minimum

300 µl.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le surnageant (min. 0.3 ml).

Conservation

Congeler le surnageant à -20°C.

Conditions d'acheminement

Envoyer l'échantillon congelé sur glace carbonique.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Envoi immédiat

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaires d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode • Enzymatique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 3.2