



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Adénosine déaminase

Liquide pleural



## Informations générales

### Examen


<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence et/ou horaire d'exécution</b>	1x/jour 5/7 jours
<b>Analyse accréditée</b>	NON
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chimie clinique</li></ul>
<b>Synonyme</b>	ADA, adénosine aminohydrolase
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 061232 <b>Lien</b> <a href="#">012 - Chimie clinique - Matériel spécial</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	• Liquide pleural
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	Envoi immédiat.

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune – N° commande : 949151
<b>Volume minimum</b>	300 µl.

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

<b>Préparation</b>	Centrifuger et décanter le surnageant (min. 0.3 ml).
<b>Conservation</b>	Congeler le surnageant à -20°C.
<b>Conditions d'acheminement</b>	Envoyer l'échantillon congelé sur glace carbonique.

### Acheminement

<b>Conditions d'acheminement</b>	Envoi immédiat
----------------------------------	----------------

<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
--------------------------------	----------------------------

<b>Site</b>	BH18-100
-------------	----------

<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
----------------	----------------------------

<b>Pneumatique</b>	439
--------------------	-----

<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
--	---

<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
------------------	---------------

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

---

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

---

**Site** BH18-100

---

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Tube pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

---

**Téléphone** 021 31 44 121

---

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Enzymatique

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 3.2