

Catalogue des analyses - Laboratoire

Helicobacter pylori - Antigène dans les selles (test rapide)

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Détection par test rapide antigénique de <i>Helicobacter pylori</i> dans les selles (le test ne peut pas être effectué sur d'autres échantillons).
Ajout d'analyse	<ul style="list-style-type: none">• L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.• Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	NON
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Bactériologie• Microbiologique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	<ul style="list-style-type: none">• Privilégier l'utilisation de la prescription connectée.• L'analyse n'est pas présente actuellement sur le bon 151.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Selles

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc



N° commande : 997242

Volume minimum

~1/3 du tube (Ne pas aller au-delà de la moitié du pot)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses de microbiologie.

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Détermination d'antigènes



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

40.5