

Catalogue des analyses - Autres

## Pacemaker (pose de)

### Informations générales

#### Spécialité

- Cardiologie

#### Conditions

ECG fait par le technicien

### Examens

#### Formulaire à utiliser

Bon gris

#### Inscrire

Poids et taille du patient, tension artérielle aux deux bras, pulsation, température

### Préparation du patient

#### J-1

Rasage du torse

Donner brochure explicative au patient

#### J-1 minuit

A jeun

#### J

Si scope nécessaire, coller les électrodes dans le dos

Patient muni d'une voie IV avec perfusion d'entretien au membre supérieur droit

### Acheminement

#### Patient

Local 07-219

### Surveillance

#### Selon O.M

Aviser le médecin du retour du patient

Préparer bons RX thorax F + P

Contrôle du pacemaker sur rendez-vous (41383) seul. après RX thorax



## Généralités

Contrôle des signes vitaux et pansements  
Lit strict et à 45 % durant 24 heures  
Bras en écharpe  
Vérifier si hématome  
Le patient peut manger dès son retour  
Le lendemain ECG à 07H00  
Contrôle du pacemaker selon rendez-vous

## Fournisseur

### Identification

Centre cœur-poumon-vaisseaux-cardiologie  
BH-07 Pneumatique 537  
Tél. Desk: 41383

### Horaires

L---> V 07H30-16H30