Catalogue des analyses - Autres

# Pacemaker (pose de)

## Informations générales

## Spécialité

Cardiologie

#### **Conditions**

ECG fait par le technicien

## **Examens**

#### Formulaire à utiliser

Bon gris

#### Inscrire

Poids et taille du patient, tension artérielle aux deux bras, pulsation, température

## Préparation du patient

### J-1

Rasage du torse Donner brochure explicative au patient

## J-1 minuit

A jeun

#### J

Si scope nécessaire, coller les électrodes dans le dos Patient muni d'une voie IV avec perfusion d'entretien au membre supérieur droit

## **Acheminement**

#### **Patient**

Local 07-219

## **Surveillance**

#### Selon O.M

Aviser le médecin du retour du patient Préparer bons RX thorax F + P Contrôle du pacemaker sur rendez-vous (41383) seul. après RX thorax





#### Généralités

Contrôle des signes vitaux et pansements Lit strict et à 45 % durant 24 heures Bras en écharpe Vérifier si hématome Le patient peut manger dès son retour Le lendemain ECG à 07H00 Contrôle du pacemaker selon rendez-vous

## **Fournisseur**

#### Identification

Centre cœur-poumon-vaisseaux-cardiologie BH-07 Pneumatique 537 Tél. Desk: 41383

#### **Horaires**

L---> V 07H30-16H30

