

Catalogue des analyses - Autres

# Pacemaker (pose de)

## Informations générales

### Spécialité

- Cardiologie

### Conditions

ECG fait par le technicien

## Examens

### Formulaire à utiliser

Bon gris

### Inscrire

Poids et taille du patient, tension artérielle aux deux bras, pulsation, température

## Préparation du patient

### J-1

Rasage du torse

Donner brochure explicative au patient

### J-1 minuit

A jeun

### J

Si scope nécessaire, coller les électrodes dans le dos

Patient muni d'une voie IV avec perfusion d'entretien au membre supérieur droit

## Acheminement

### Patient

Local 07-219

## Surveillance

### Selon O.M

Aviser le médecin du retour du patient

Préparer bons RX thorax F + P

Contrôle du pacemaker sur rendez-vous (41383) seul. après RX thorax

### Généralités

Contrôle des signes vitaux et pansements

Lit strict et à 45 % durant 24 heures

Bras en écharpe

Vérifier si hématome



Le patient peut manger dès son retour

Le lendemain ECG à 07H00

Contrôle du pacemaker selon rendez-vous

## Fournisseur

### Identification

Centre cœur-poumon-vaisseaux-cardiologie

BH-07 Pneumatique 537

Tél. Desk: 41383

### Horaires

L--->V 07H30-16H30