

Catalogue des analyses - Autres

Mesure du shunt intrapulmonaire

Informations générales

Spécialité

- Pneumologie

Indication - But de la prestation

Mesure du shunt intrapulmonaire

Acheminement

Patient

Explorations fonctionnelles poumons BH-07

Document

Dossier clinique et radiologique

Fournisseur

Identification

Centre cœur-poumon-vaisseaux-cardiologie

BH-07 PP 537

Tél. Desk: 41382 Pneumologue 41 419

Horaires

L--->V 07H30-17H00

Activité

Prélèvement sang artériel

Gazométrie sous air et 100% oxygène

Résultats

Paramètres

pH-artériel (7.38-7.44)

pO₂ (75-95 mm Hg) sous air et 100% O₂

Saturation en O₂-artér. sous air et 100% O₂

Taux d'hémoglobine artérielle

Calcul du shunt intrapulmonaire (<5%)