

Catalogue des analyses - Autres

Spirométrie simple

Informations générales

Spécialité

- Pneumologie

Indication - But de la prestation

Mesure des volumes pulmonaires mobilisables et des débits forcés

Conditions

Conscient, peut collaborer et se tenir debout

Examens

Prise de rdv

41 382

Inscrire

Taille, poids du patient

Acheminement

Patient

Sur chaise roulante ou à pied, mais pas en lit

Document

Dossier clinique et radiologique (RX thorax)

Fournisseur

Identification

Centre cœur-poumons-vaisseaux - pneumologie

BH 07 PP 537

Tél. Desk: 41 382 Pneumologue 41 419

Horaires

L---> V 07H30-17H00

Activité

Courbe débit/volume

Spirométrie simple

Résultats

Paramètres

Volumes pulmon.(l): capacité vitale)

Débit ventilat.: capacité vitale forcée

Débit maximal inspiré (l/s)



Débits inspiratoires (l/s)
Débit maximal expiré (l/s)
Débits expiratoires (l/s)
Tiffeneau = VEMS/CVS
Ventilation volontaire max
Volume expiré max/sec
Courbe débit/volume