

Catalogue des analyses - Autres

Test au bronchodilatateurs

Informations générales

Spécialité

- Pneumologie

Indication - But de la prestation

Mesure de la réversibilité d'une obstruction ventilatoire après administration d'un médicament, ou instauration d'une thérapie

Obstruction ventilatoire

Conditions

Conscient et collaborant

Examens

Prise de rdv

41 382

Inscrire

Taille et poids du patient

Acheminement

Document

Dossier clinique et radiologique (RX thorax)

Fournisseur

Identification

Centre cœur-poumons-vaisseaux - pneumologie

BH 07 PP 537

Tél. Desk: 41 382 Pneumologue 41 419

Horaires

L---> V 07H30-17H00

Durée de la prestation

45-90 min.

Administration de produit

Aérosol: bronchodilatateur

Activité

Courbe débit/volume

Spirométrie simple

Résultats**Paramètres**

Volumes pulmon.(l): capacité vitale)

Débit ventilat.: capacité vitale forcée

Débit maximal expiré

Débits expiratoires (l/s)

Tiffeneau = VEMS/CVS

Ventilation volontaire max

Volume expiré max/sec

Courbe débit/volume

Resistances bronchiques