

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Oxystérol

Sang

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

## Informations générales

### Examen

**Renseignement téléphonique** 021 314 42 80

**Fréquence d'exécution** 2x/mois

**Fréquence et/ou horaire d'exécution** Du lundi au vendredi

**Spécialité**

- Externalisé

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
**Lien**  
[KISPI AKCB Selektives Screening Stoffwechsel](#)

**Recommandations** Cocher : Oxysterole dans Lysosomaler Stoffwechsel (page 2)

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

**Contenant(s) autre(s)**

Monovette de sérum 2.6 ml

Monovette EDTA 2.6 ml

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

2

**Contenant**

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

## Analytique

**Prestataire**

**Prestataire**

Réception des laboratoire

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**

ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV.  
Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.

**Téléphone**

021 31 44 280

**Site web**

[Externalisation](#)