

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# D-dimères

## Informations générales

### Examen

<b>Indication diagnostique</b>	Exclusion de l'embolie pulmonaire et/ou de la thrombose veineuse profonde CIVD
<b>Ajout d'analyse</b>	Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 4 heures
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 200
<b>Horaire de réalisation</b>	24h/24
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hémostase</li></ul>
<b>Synonyme</b>	DDIME, D-dimères ELISA, PDF, produit de dégrad. fibrine
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 061177 <b>Lien</b> <a href="#">023 - Hématologie routine</a>
<b>Autre formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 061189 <b>Lien</b> <a href="#">024 - Hématologie urgent</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette bouchon vert - N° commande : 510002

## Matériel pédiatrique

### Quantité

1

### Contenant

Tube 1.4 ml citrate de sodium



Monovette bouchon vert - N° commande : 500483

## Stabilité maximale avant envoi

### Ambiant

4h

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

### Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures  
sinon  
Centrifuger 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

### Conservation

Aliquots à -20°C

### Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

## Acheminement

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

### Téléphone

021 31 44 280

### Site web

Réception des laboratoires 24/24.



## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Hématologie générale 24/7
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 200
<b>Site web</b>	<a href="#">Hématologie générale 24/7</a>

### Résultats

<b>Délai de rendu</b>	< 2h
<b>Interprétation</b>	D-dimères ng/ml

### Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ELISA</li></ul>
-------------------------------	---

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Prélèvement primaire</b>	24 heures
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	28.8