

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# PFA P2Y

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse**

Analyse rapide de l'efficacité des inhibiteurs du récepteur ADP P2Y<sub>12</sub> (ex: Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor ) par le mesure d'un temps d'occlusion sur sang complet.  
Sur le bon 023 - Hématologie cocher l'analyse "Résistance aux antiplaquettaires"

**Renseignement téléphonique**

021 31 44 206

**Rendez-vous téléphonique nécessaire**

Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55 62 117

**Horaire de réalisation**

Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution**

1x/jour

**Analyse accréditée**

OUI

**Spécialité**

- Hémostase

**Synonyme**PFA, P2Y, P2Y<sub>12</sub>**Prescription****Formulaire de demande****Numéro de commande**

999071

**Lien**[023 - Hématologie hémostatse](#)**Autre formulaire de demande****Lien**[LCH - Hématologie - Annexe - Analyses des fonctions plaquettaires](#)**Renseignements à fournir**

Indiquer l'antiagrégant administré( dose, date, heure )

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

**Matériel standard**

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 3.8 ml citrate de sodium - tamponné



Monovette bouchon bleu ciel - N°commande : 738482

### Matériel pédiatrique

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 3.8 ml citrate de sodium - tamponné



Monovette bouchon bleu ciel - N°commande : 738482

### Stabilité maximale avant analyse

**Ambiant**

4h

### Acheminement

**Conditions d'acheminement**

Ne pas utiliser la poste pneumatique

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

**Téléphone** 021 31 44 206

**Astreinte** Hémato moléculaire-hémostase

### Résultats

**Délai de rendu** < 2h

**Interprétation** Temps d'occlusion P2Y en secondes

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • Automate PFA -200

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 49.5