Catalogue des analyses - Laboratoire

# Réticulocytes

Sang veineux

### Informations générales

**Examen** 

Ajout d'analyse Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 24 heures

Renseignement téléphonique 021 31 44 200

Horaire de réalisation

Analyse accréditée OUI

• Hématologie cellulaire

**Prescription** 

Formulaire de demande Numéro de commande

999071 **Lien** 

023 - Hématologie hémostatse

## Pré analytique

**Prélèvement** 

• Sang capillaire • Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Sang capillaire: uniquement lorsqu'il est nécessaire de faire un microprélèvement (Pédiatrie, Néonatologie, Oncologie)

Matériel standard

**Quantité** 

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K





#### Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Même monovette avec "autres éléments de FSS"

#### Matériel pédiatrique

	1
Ouantité	-

Contenant	Microtube 0.5 ml EDTA-K
	The second secon
	Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Contenant(s) autre(s) tube 1.2 ml EDTA-K

#### Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 24h

#### **Acheminement**

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24.



Site web

## **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Hématologie générale 24/7	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24	
Téléphone	021 31 44 200	
Site web	<u>Hématologie générale 24/7</u>	
Résultats		
Délai de rendu	< 2h	
Interprétation	Paramètres testés: réticulocytes ‰, réticulocytes absolus, fraction réticulocytes immatures, réticulocytes immatures, concentration en hémoglobine des réticulocytes.  Peut être automatiquement ajouter selon certains critères de la FSS (nouvelle anémie, agglutinines froides,)	
Méthode analytique		
Principe de la méthode	Cytométrie de flux par laser semiconducteur	
Post analytique		
Conservation après examens		
Prélèvement primaire	3 jours à température ambiante	
Tarif		
Tarif (CHF)	11.9	
Condition(s) spéciale(s)	Une FSS est toujours associée à un comptage des réticulocytes. Il faut donc ajouter au minimum 8.10 CHF à ce prix	

