

Catalogue des analyses - Laboratoire

Réticulocytes

Sang veineux

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 24 heures

Renseignement téléphonique

021 31 44 200

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hématologie cellulaire

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien

[023 - Hématologie hémostatse](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang capillaire
- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Sang capillaire: uniquement lorsqu'il est nécessaire de faire un microprélèvement (Pédiatrie, Néonatalogie, Oncologie)

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K




Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Même monovette avec "autres éléments de FSS"

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Microtube 0.5 ml EDTA-K

 Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Contenant(s) autre(s) tube 1.2 ml EDTA-K

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant 24h

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire	Hématologie générale 24/7
Site	BH18-100
Adresse	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 31 44 200
Site web	Hématologie générale 24/7

Résultats

Délai de rendu	< 2h
Interprétation	Paramètres testés: réticulocytes ‰, réticulocytes absolus, fraction réticulocytes immatures, réticulocytes immatures, concentration en hémoglobine des réticulocytes. Peut être automatiquement ajouter selon certains critères de la FSS (nouvelle anémie, agglutinines froides, ..)

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Cytométrie de flux par laser semiconducteur
-------------------------------	---

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	3 jours à température ambiante
Tarif	
Tarif (CHF)	11.9
Condition(s) spéciale(s)	Une FSS est toujours associée à un comptage des réticulocytes. Il faut donc ajouter au minimum 8.10 CHF à ce prix