Catalogue des analyses - Laboratoire

Dépistage VRE

Recherche d'entérocoques résistant à la vancomycine



Informations générales

Examen	-			
CAUIICII	-Ya	m	en	
	LAU		CII	

But de l'analyse	Cet examen comprend une recherche spécique d'enterocoques résistants à la vancomycine (VRE).	
Indication diagnostique	Cette recherche s'effectue selon les directives de l'unité Hygiène Prévention et Contrôle de l'Infection (HPCI). Les motivations pour cette recherche figurent sur le bon d'analyse. Elle peut être effectuée en urgence pour des motifs appropriés selon les même directives.	
Renseignement téléphonique	021 31 40 260	
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire	
Analyse accréditée	OUI	
Spécialité	Hygiène prévention et contrôle de l'infection	
Prescription		
Formulaire de demande	Numéro de commande Disponible via le laboratoire d'épidémiologie au 021 31 40 260 Info Disponible via le laboratoire d'épidémiologie au 021 31 40 260 Lien 074 - Laboratoire d'épidémiologie	
Renseignements à fournir	Motivation. Sans cette information, l'analyse ne sera pas effectuée.	
	Un bon par prélèvement	



Pré analytique

Prélèvement

• Frottis

Instruction(s) particulière(s) Frottis rectal:

• Insérer l'écouvillon dans le rectum, tourner 2X et le retirer

- Insérer l'écouvillon dans le tube, le casser au point de marquage et

le laisser dans le tube

• Fermer le tube avec le capuchon

Matériel standard

Quantité ¹

Contenant ESwab (bouchon rose Copan)

N° commande: 935524

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Acheminement

Conditions d'acheminementEnvoi dans une pochette kangourou, le prélèvement doit être séparé du

bon de demande.

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30

Samedi: 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280



Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire d'épidémiologie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 12h00 ; 13h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 14h30 à 17h00 uniquement pour urgences
Téléphone	021 31 40 260
Site web	<u>Epidémiologie</u>
Résultats	
Interprétation	Il n'est pas possible d'obtenir des résultats sur la présence d'autres germes pathogènes.
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Culture sur des milieux séléctifs

