



Catalogue des analyses - Laboratoire

Gazométrie

Sang maternité

Informations générales

Examen

Indication diagnostique Le sang fœtal est prélevé par le médecin en salle d'ultrasons

Ajout d'analyse 021 31 43 509
021 31 43 174

Horaire de réalisation 24h/24

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang fœtal
- Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Seringue à gazométrie
NULL

Contenant(s) autre(s) Capillaire en verre, hépariné

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception du laboratoire de foetologie - maternité

Site MAT-03 - laboratoire salle d'accouchement MAT-02 - laboratoire
foetologie

Adresse MAT-03-3068 laboratoire salle d'accouchement
MAT-02-2006 laboratoire foetologie

Horaire d'ouverture de la réception Lundi au jeudi 6h30 - 15h40

Téléphone 021 31 43 509 - labo salle d'accouchement 021 31 43 174 - labo
foetologie



Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de foetologie - maternité

Site MAT-03-3068 - laboratoire salle d'accouchement MAT-02-2006 -
laboratoire foetologie

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi --> jeudi : 6h30 - 15h40

Résultats

Délai de rendu < 2h

Méthode analytique

Principe de la méthode • Gazométrie