



Catalogue des analyses - Laboratoire

Gazométrie

Sang maternité

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Le sang fœtal est prélevé par le médecin en salle d'ultrasons
Ajout d'analyse	021 31 43 509 021 31 43 174
Horaire de réalisation	24h/24

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang fœtal
- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Seringue à gazométrie
NULL

Contenant(s) autre(s)

Capillaire en verre, hépariné

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception du laboratoire de foetologie - maternité

Site

MAT-03 - laboratoire salle d'accouchement MAT-02 - laboratoire
foetologie

Adresse

MAT-03-3068 laboratoire salle d'accouchement
MAT-02-2006 laboratoire foetologie

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi au jeudi 6h30 - 15h40

Téléphone

021 31 43 509 - labo salle d'accouchement 021 31 43 174 - labo
foetologie



Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de foetologie - maternité

Site

MAT-03-3068 - laboratoire salle d'accouchement MAT-02-2006 -
laboratoire foetologie

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi --> jeudi : 6h30 - 15h40

Résultats

Délai de rendu

< 2h

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Gazométrie