Catalogue des analyses - Laboratoire

Gazométrie

Sang matérnité

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Le sang fœtal est prélevé par le médecin en salle d'ultrasons
Ajout d'analyse	021 31 43 509 021 31 43 174
Horaire de réalisation	24h/24



Pré analytique

Prélèvement

• Sang fœtal
• Sang veineux

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Seringue à gazométrie NULL
Contenant(s) autre(s)	Capillaire en verre, hépariné
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception du laboratoire de foetologie - maternité
Site	MAT-03 - laboratoire salle d'accouchement MAT-02 - laboratoire foetologie
Adresse	MAT-03-3068 laboratoire salle d'accouchement MAT-02-2006 laboratoire foetologie
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi au jeudi 6h30 - 15h40

foetologie

021 31 43 509 - labo salle d'accouchement 021 31 43 174 - labo



Téléphone

Analytique

Principe de la méthode

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de foetologie - matérnité
Site	MAT-03-3068 - laboratoire salle d'accouchement MAT-02-2006 - laboratoire foetologie
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi> jeudi : 6h30 - 15h40
Résultats	
Délai de rendu	< 2h
Méthode analytique	

• GazométrIe

