



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Gazométrie

Sang maternité

## Informations générales

### Examen

#### Indication diagnostique

Le sang fœtal est prélevé par le médecin en salle d'ultrasons

#### Ajout d'analyse

021 31 43 509  
021 31 43 174

#### Horaire de réalisation

24h/24

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang fœtal
- Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité**

1

**Contenant**Seringue à gazométrie  
NULL**Contenant(s) autre(s)**

Capillaire en verre, hépariné

### Acheminement

**Dépose des prélèvements**

Réception du laboratoire de foetologie - maternité

**Site**MAT-03 - laboratoire salle d'accouchement MAT-02 - laboratoire  
foetologie**Adresse**MAT-03-3068 laboratoire salle d'accouchement  
MAT-02-2006 laboratoire foetologie**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi au jeudi 6h30 - 15h40

**Téléphone**021 31 43 509 - labo salle d'accouchement 021 31 43 174 - labo  
foetologie



# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de foetologie - maternité
<b>Site</b>	MAT-03-3068 - laboratoire salle d'accouchement MAT-02-2006 - laboratoire foetologie
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi --> jeudi : 6h30 - 15h40
<b>Résultats</b>	
<b>Délai de rendu</b>	< 2h
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gazométrie</li></ul>