



Catalogue des analyses - Laboratoire

pH scalp foetal

Sang foetal

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

021 31 43 509

021 31 43 174

Horaire de réalisation

24h/24

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang fœtal

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Capillaire en verre hépariné

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception du laboratoire de foetologie - maternité

Site

MAT-03 - laboratoire salle d'accouchement MAT-02 - laboratoire foetologie

Adresse

MAT-03-3068 laboratoire salle d'accouchement
MAT-02-2006 laboratoire foetologie

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi au jeudi 6h30 - 15h40

Téléphone

021 31 43 509 - labo salle d'accouchement 021 31 43 174 - labo foetologie

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de foetologie - maternité

Site

MAT-03-3068 - laboratoire salle d'accouchement MAT-02-2006 - laboratoire foetologie

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi --> jeudi : 6h30 - 15h40

Résultats

Délai de rendu

< 2h

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Gazométrie