



Catalogue des analyses - Laboratoire

Numération lymphocytaire T

Cytométrie en flux


Informations générales

Examen

But de l'analyse	Suivi de patients HIV positifs ou immunosupprimés
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> Immuno-phénotypage lymphocytaire
Prescription	
Formulaire de demande	<p>Numéro de commande 999073</p> <p>Lien 050 - Immunologie</p>

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"> Sang veineux
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	<p>Tube 2.6 ml EDTA-K</p>  <p>Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009</p>
Matériel pédiatrique	
Quantité	1
Contenant	Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation 4°C

Conditions d'acheminement à T° ambiante

Acheminement

Conditions d'acheminement Réception du matériel dans les 24 heures post prélèvement.
Le vendredi et les veilles de jours fériés avant 15h00 au plus tard
Ne pas envoyer par poste pneumatique

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires sans PP pour interne](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	Immunologie et allergie

Résultats

Délai de rendu 2-3 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Cytométrie de flux

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 48 heures

Tarif

Tarif (CHF) 97.2