



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Numération lymphocytaire T, B, NK totaux**

Cytométrie en flux

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Suivi traitement Rituximab ou immunosupresseur

**Renseignement téléphonique** 021 31 40 805

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution** 1x/jour

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Immuno-phénotypage lymphocytaire

### Prescription

**Formulaire de demande** Numéro de commande

999073

Lien

050 - Immunologie

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature** • Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

### Matériel pédiatrique

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET – N° commande : 998995

### Stabilité maximale avant envoi

**Ambiant** Nuit

### Traitements du prélèvement pour requérants externes

**Conservation** 4°C

**Conditions d'acheminement** à T° ambiante

### Acheminement

**Conditions d'acheminement** Réception du matériel dans les 24 heures post prélèvement.  
Le vendredi et les veilles de jours fériés avant 15h00 au plus tard  
Ne pas envoyer par poste pneumatique

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires sans PP pour interne](#)



## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 40 805

**Site web** [Immunologie et allergie](#)

### Résultats

**Délai de rendu** 2-3 jours

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Cytométrie de flux

## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 48 heures

### Tarif

**Tarif (CHF)** 129.6