



Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticorps anti-SSA 52/60kd, anti-SSB

Suivi



Informations générales

Examen

Indication diagnostique Maladies auto-immunes, présence d'anticorps anti-nucléaires

Renseignement téléphonique 021 31 40 805

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 2x/semaine

Analyse accréditée OUI


Synonyme Anti-Ro

Prescription


Formulaire de demande **Numéro de commande**
999073
Lien
[050 - Immunologie](#)

Pré analytique

Matériel standard

| | |
|---|--|
| Quantité | 1 |
| Contenant | <p>Tube 7.5 ml sérum gel</p>  <p>Monovette bouchon brun - N° commande : 732677</p> |
| Règle(s) si cumul avec d'autres analyses | Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'autoimmunité |

Matériel pédiatrique

| | |
|------------------|--|
| Quantité | 1 |
| Contenant | <p>Tube 1.2 ml sérum</p>  <p>S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994</p> |

Stabilité maximale avant analyse

| | |
|------------------|------------|
| Réfrigéré | Nuit et we |
|------------------|------------|

Traitement du prélèvement pour requérants externes

| | |
|----------------------------------|--|
| Préparation | Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml |
| Conservation | 4°C |
| Conditions d'acheminement | à T° ambiante |

Acheminement

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Dépose des prélèvements | Réception des laboratoires |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Pneumatique | 439 |



Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 805

Site web [Immunologie et allergie](#)

Résultats

Délai de rendu 1-2 semaines

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 103.5