

Catalogue des analyses - Laboratoire

HIV-1/-2


Sérologie

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dépistage infection HIV-1/-2
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire et service de piquet
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> • Virologie
Synonyme	VIH, dépistage HIV, antigène HIV 1 P24, HIVDUO
Prescription	
Formulaire de demande	<p>Numéro de commande 741030</p> <p>Lien 050 - Immunologie</p>

Pré analytique

Prélèvement	
Nature	<ul style="list-style-type: none"> • Sang veineux
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	<p>Tube 4.9 ml EDTA-K</p>  <p>Monovette bouchon rouge - N° commande : 734810</p>
Règle(s) si cumul avec d'autres	Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des dépistages hépatites-HIV

analyses

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 950059

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 510299

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le plasma/sérum, vol minimum 2.0 ml

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde

des laboratoires LCC-LCH

Site web[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site

BH18-100

AdresseRue du Bugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

Immunologie et allergie

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé**Téléphone**

021 31 40 805

Astreinte

021 314 11 11 - piquet sérologie hépatites - HIV

Site web[Immunologie et allergie - HIV](#)**Résultats****Délai de rendu**

< 1 semaine

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- ECL

Post analytique

Conservation après examens**Aliquote congelé**

6 mois

Tarif**Tarif (CHF)**

44.1

Condition(s) spéciale(s)

Un test positif peut engendrer des coûts supplémentaires