



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Anticorps associés à la maladie coeliaque**

Dépistage

## Informations générales

### Examen

**Indication diagnostique** Maladie cœliaque, dermatite herpétiforme, entéropathie

**Renseignement téléphonique** 021 31 40 805

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution** 2x/semaine

**Analyse accréditée** OUI

**Synonyme** Ac anti-tissue transglutaminase, anti-DGP, anti-tTG

### Prescription

**Formulaire de demande** Numéro de commande  
999073  
Lien  
050 - Immunologie

## Pré analytique

### Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 7.5 ml sérum gel 
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

### Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 1.2 ml sérum 

### Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré	Nuit et we
-----------	------------

### Traitements du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Conservation	4°C
--------------	-----

Conditions d'acheminement	T° ambiante
---------------------------	-------------

Acheminement	
--------------	--

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
-------------------------	----------------------------

Site	BH18-100
------	----------

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
---------	----------------------------

Pneumatique	439
-------------	-----



### **Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

### **Téléphone**

021 31 44 280

### **Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

### **Site web**

[Réception des laboratoires](#)

## **Analytique**

### **Prestataire**

#### **Prestataire**

Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

#### **Site**

BH18-100

#### **Adresse**

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### **Tube pneumatique**

439

#### **Horaire d'ouverture du laboratoire**

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

#### **Téléphone**

021 31 40 805

#### **Site web**

[Immunologie et allergie](#)

### **Résultats**

#### **Délai de rendu**

1 semaine

## **Post analytique**

### **Conservation après examens**

#### **Aliquote congelé**

6 mois

#### **Tarif**

#### **Tarif (CHF)**

75.6