



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Anticorps anti-nucléaires

## Informations générales

### Examen

<b>Indication diagnostique</b>	Maladies auto-immunes
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 40 805
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/jour
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auto-immunité</li></ul>
<b>Synonyme</b>	ANA, FAN
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	Numéro de commande 999073 Lien <a href="#">050 - Immunologie</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sang veineux</li></ul>
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 7.5 ml sérum gel  Monovette bouchon brun - N° commande : 732677
<b>Règle(s) si cumul avec d'autres</b>	Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'autoimmunité

## analyses

### Matériel pédiatrique

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 1.2 ml sérum
 S-Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998994	
<b>Stabilité maximale avant envoi</b>	
<b>Réfrigéré</b>	Nuit et we
<b>Traitements du prélèvement pour requérants externes</b>	
<b>Préparation</b>	Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml
<b>Conservation</b>	4°C
<b>Conditions d'acheminement</b>	T° ambiante
<b>Acheminement</b>	
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#">Réception des laboratoires</a>



## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 40 805

**Site web** [Immunologie et allergie](#)

### Résultats

**Délai de rendu** < 1 semaine

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Immunofluorescence

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 33.3

**Condition(s) spéciale(s)** Un test positif peut engendrer des coûts supplémentaires