

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Anticorps anti-nucléaires

## Informations générales

### Examen

**Indication diagnostique** Maladies auto-immunes

**Renseignement téléphonique** 021 31 40 805

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution** 1x/jour

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité**

- Auto-immunité

**Synonyme** ANA, FAN

### Prescription

**Formulaire de demande**
**Numéro de commande**  
741030  
**Lien**  
[050 - Immunologie](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

**Règle(s) si cumul avec d'autres** Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'autoimmunité

## analyses

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 1.2 ml sérum



Monovette bouchon blanc - N° commande : 734811

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Nuit et we

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,  
vol minimum 0.6 ml

#### Conservation

4°C

#### Conditions d'acheminement

T° ambiante

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

#### Téléphone

021 31 44 280

#### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

#### Site web

[Réception des laboratoires](#)

# Analytique

## Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 40 805

**Site web** [Immunologie et allergie](#)

## Résultats

**Délai de rendu** < 1 semaine

## Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Immunofluorescence

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 33.3

**Condition(s) spéciale(s)** Un test positif peut engendrer des coûts supplémentaires