

Catalogue des analyses - Laboratoire

Maladie de Crohn/RCUH

Informations générales

Examen

But de l'analyse

La recherche simultanée d'ASCA et d'ANCA permet le diagnostic différentiel de la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique

Indication diagnostique

Maladie de Crohn, rectocolite hémorragique

Renseignement téléphonique

021 31 40 805

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

Anti-saccharomyces cerevisiae

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande


999073

Lien


[050 - Immunologie](#)

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 7.5 ml sérum gel</p>  <p>Monovette bouchon brun - N° commande : 732677</p>
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Les mêmes tubes suffisent pour la recherche de la maladie cœliaque

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 1.2 ml sérum</p>  <p>S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994</p>

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré	Nuit et we
-----------	------------

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml
-------------	--

Conservation	4°C
--------------	-----

Conditions d'acheminement	T° ambiante
---------------------------	-------------

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
-------------------------	----------------------------

Site	BH18-100
------	----------

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
---------	----------------------------

Pneumatique	439
-------------	-----

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 805

Site web [Immunologie et allergie](#)

Résultats

Délai de rendu 1 semaine

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 189.9