



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Cryoglobuline

## Informations générales

### Examen

**Indication diagnostique** Maladie autoimmune dans le contexte de l'hépatite C

**Préparation du patient** A jeun

**Renseignement téléphonique** 021 31 40 805

**Rendez-vous téléphonique nécessaire** 021 31 40 840

**Fréquence d'exécution** 1x/jour

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Protéines

### Prescription

**Formulaire de demande** Numéro de commande  
741030  
**Lien**  
[050 - Immunologie](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

Matériel fourni par le laboratoire, matériel préchauffé à 37°C

#### Matériel standard

#### Quantité

3

#### Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

2

#### Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Prise de rendez-vous au 40 805 pour effectuer la prise de sang au  
CHUV

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Effectué à 37°C° par le/la technicien/ne de laboratoire

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

#### Téléphone

021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 40 805

**Site web** [Immunologie et allergie](#)

### Résultats

**Délai de rendu** 1-2 semaines

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • Turbidimétrie

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 37.8

**Condition(s) spéciale(s)** Un test positif peut engendrer des coûts supplémentaires