



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# IgM

Urine fœtale



## Informations générales

### Examen

#### Renseignement téléphonique

021 31 40 805

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/jour

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Protéines

#### Synonyme

Immunoglobulines

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

999073

Lien

[050 - Immunologie](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Urine

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Nuit et we

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

#### Téléphone

021 31 44 280

#### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

#### Site web

[Réception des laboratoires](#)

# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 31 40 805
<b>Site web</b>	<a href="#">Immunologie et allergie</a>

## Résultats

<b>Délai de rendu</b>	< 1 semaine
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Néphélémétrie</li> </ul>

# Post analytique

## Conservation après examens

<b>Aliquote congelé</b>	6 mois
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	11.2