

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Hydroxychloroquine

Sang

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Dosage de taux sanguin de hydroxychloroquine

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 280

**Spécialité** • Externalisé

**Synonyme** Plaquenil®

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
**Lien**  
[FR - Saint-Louis PHARMACOLOGIE - PHARMACOCINETIQUE](#)

**Renseignements à fournir** Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature** • Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT – N° commande : 998991


## Matériel pédiatrique

### Quantité

1

### Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT – N° commande : 999007

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

### Conservation

Plasma: Idéalement à -80°C, sinon à -20°C

### Conditions d'acheminement

Congelé