

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Hydroxychloroquine

Sang

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Dosage de taux sanguin de hydroxychloroquine

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 280

#### Spécialité

- Externalisé

#### Synonyme

Plaquenil®

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[FR - Saint-Louis PHARMACOLOGIE - PHARMACOCINETIQUE](#)

#### Renseignements à fournir

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

## Matériel pédiatrique

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Conservation**

Plasma: Idéalement à  $-80^{\circ}\text{C}$ , sinon à  $-20^{\circ}\text{C}$

**Conditions d'acheminement**

Congelé