Catalogue des analyses - Laboratoire

Hydroxychloroquine

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

• Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

Informations générales

Exar	nen
------	-----

But de l'analyse	Dosage de taux sanguin de hydroxychloroquine
Renseignement téléphonique	021 31 44 280
Spécialité	• Externalisé
Synonyme	Plaquenil®
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Lien FR - Saint-Louis PHARMACOLOGIE - PHARMACOCINETIQUE
Formulaire de demande Renseignements à fournir	Lien
	Lien FR - Saint-Louis PHARMACOLOGIE - PHARMACOCINETIQUE Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml héparinate de lithium





Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	Plasma: Idéalement à -80°C, sinon à -20°C
Conditions d'acheminement	Congelé

