



Catalogue des analyses - Laboratoire

Phénotypage cytochromes P450

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse Détermination des activités enzymatiques

Indication diagnostique Suspicion de métabolisme déficient ou rapide

Renseignement téléphonique Veuillez nous contacter pour obtenir le matériel pour le phénotypage au 021 31 42 264 et si souhait de discuter de l'indication du test au 021 31 42 707

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/semaine

Analyse accréditée OUI

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
Lien
[UPPC - Phénotypage cytochromes P450](#)

Renseignements à fournir Remplir scrupuleusement toutes les rubriques

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang capillaire

Instruction(s) particulière(s) Procédure: voir feuille de demande
[Hemaxis DB instruction video](#)

Matériel standard

Quantité 4 spots de sang capillaire/carte

Contenant Hemaxis DB 10





NULL

Contenant(s) autre(s) Carte HemaXis (matériel fourni par le laboratoire UPPC)

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation Température ambiante max 4 jours

Conditions d'acheminement Température ambiante, courrier A

Acheminement

Conditions d'acheminement Site de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC

Dépose des prélèvements Site de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100

Site Hôpital de Cery

Adresse Cery
1008 Prilly

Horaire d'ouverture de la réception Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 42 264

Site web UPPC.Pharmacogenetique.et.psychopharmacologie.clinique

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC)
Site	Hôpital de Cery
Adresse	Hôpital de Cery 1008 Prilly
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 42 264

Méthode analytique

Principe de la méthode	• UPLC-MS/MS
-------------------------------	--------------

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	3 mois
-----------------------------	--------

Tarif

Tarif (CHF)	373.5
--------------------	-------