



Catalogue des analyses - Laboratoire

Acides gras libres (NEFA)

Sang


Informations générales

Examen

Préparation du patient	Patient à jeûn (12 heures).
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Acides gras non estérifiés, free fatty acids, non esterified fatty acids, NEFA
Prescription	
Formulaire de demande	<p>Numéro de commande 999069</p> <p>Lien 010 - Chimie clinique - Sang</p>

Pré analytique

Prélèvement	
Instruction(s) particulière(s)	Envoi immédiat à la réception des laboratoires, desk du BH18-100 ou congélation du sérum décanté
Matériel standard	
Quantité	1

Contenant	<p>Tube 4.9 ml sérum sans gel</p>  <p>Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990</p>
------------------	--

Matériel pédiatrique

Quantité	2
Contenant	Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum	Bien rempli.
Matériel néonatalogie	
Volume minimum	Bien rempli
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Préparation	Centrifuger et décanter le sérum (min. 0.25 ml).
Conservation	Conserver le sérum à -20°C.
Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum congelé sur glace carbonique.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Envoi immédiat à la réception des laboratoires.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation	Résultat rendu le jour même si le prélèvement parvient au laboratoire avant 12h30.
-----------------------	--

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	85.5
--------------------	------