



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Bilirubine totale

Sang

## Informations générales

### Examen

**Ajout d'analyse** Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 121

**Horaire de réalisation** 24h/24

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Chimie clinique

### Prescription

**Formulaire de demande** Numéro de commande  
999069  
Lien  
[010 - Chimie clinique – Sang](#)

## Pré analytique

### Prélèvement


**Nature** • Sang veineux

**Instruction(s) particulière(s)** Protéger l'échantillon de la lumière

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT – N° commande : 999007

### Matériel pédiatrique

**Quantité** 1

**Contenant** Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

### Traitemen~~t~~ du prélèvement pour requérants externes

**Conditions d'acheminement** Protéger l'échantillon de la lumière

### Acheminement

**Conditions d'acheminement** Protéger l'échantillon de la lumière

---

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

---

**Site** BH18-100

---

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

---

**Téléphone** 021 31 44 280

---

**Site web** Réception des laboratoires 24/24



## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- DPD (dichloro-phényl diazonium)

**Analyseur** cobas 8000, Roche Diagnostics

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 2.9