



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Chlorure

Urine fraîche



## Informations générales

### Examen

<b>Ajout d'analyse</b>	Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures.
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	24h/24
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chimie clinique</li></ul>
<b>Synonyme</b>	Chlore, CL
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 061220 <b>Lien</b> <a href="#">011 - Chimie clinique - Urine</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Urine fraîche

### Matériel standard

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

### Matériel pédiatrique

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

**Volume minimum**

2 ml

### Acheminement

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

24h/24

**Téléphone**

021 31 44 280

**Site web**

Réception des laboratoires 24/24.



## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#">Chimie clinique</a>

### Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Potentiométrie indirecte</li></ul>
<b>Analyseur</b>	cobas 8000, Roche Diagnostics

## Post analytique

<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	2.9