

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Congenital disorders of glycosylation (CDG)

Sang

## Informations générales

### Examen

<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Analyse sous-traitée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Chimie clinique</li></ul>
<b>Synonyme</b>	CDGS, CDG
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999069 <b>Lien</b> <a href="#">010 - Chimie clinique - Sang</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sang veineux</li></ul>
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

## Matériel pédiatrique

### Quantité

1

### Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

### Préparation

Centrifuger durant 5 minutes, à température ambiante, à 3600G  
Maximum 15 minutes après le prélèvement ! Décanter le sérum,  
volume minimum : 0.5 ml

### Conservation

4°C.

### Conditions d'acheminement

4°C.

### Acheminement

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

### Téléphone

021 31 44 280

### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web**

[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire**

Laboratoire de chimie clinique

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**

24/24H

**Téléphone**

021 31 44 121

**Site web**

[Chimie clinique](#)

### Résultats

**Délai de rendu**

1-2 semaines

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Electrophorèse capillaire

## Post analytique

**Tarif**

**Tarif (CHF)**

256.5