

Catalogue des analyses - Laboratoire

DHEA-S


Sang

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> Chimie clinique
Synonyme	Déhydroépiandrostérone sulfate,DHEAS, prastérone
Prescription	
Formulaire de demande	<p>Numéro de commande 999069</p> <p>Lien 010 - Chimie clinique - Sang</p>

Pré analytique

Prélèvement	
Nature	<ul style="list-style-type: none"> Sang veineux
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	<p>Tube 2.6 ml héparinate de lithium</p>  <p>Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007</p>
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	2 à 3 analyses sur héparinate de lithium 1 tube 4.9 ml.

Progesterone 17-OH, androstenedione, profil stéroïdes: un seul tube :

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Principe de la méthode

- LC-MS/MS



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

21.6