Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_00707

V16 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Electrophorèse des protéines

Urine fraîche



# Informations générales

#### Examen

| Ajout d'analyse            | Prestations simultanées : dosage des protéines urinaires.<br>Condition de réalisation : taux protéines urinaires >0.1 g/L |
|----------------------------|---|
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 121   |
| Horaire de réalisation     | Heures ouvrables du laboratoire   |
| Fréquence d'exécution      | 1x/mois   |
| Analyse accréditée         | OUI   |
| Prescription               |   |
| Formulaire de demande      | Numéro de commande<br>061220<br>Lien  |

<u>011 - Chimie clinique - Urine</u>



# Pré analytique

#### **Matériel standard**

|          | 1 |
|----------|---|
| Quantité | - |

| Contenant | Tube 8.5 ml pour urine |
|-----------|------------------------|
|           |                        |

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

| Préparation                         | Volume minimal de 10 ml  |
|-------------------------------------|--|
| Conservation                        | Conserver l'urine à 4°C  |
| Conditions d'acheminement           | Envoi à température ambiante   |
| Acheminement                        |  |
| Dépose des prélèvements             | Réception des laboratoires   |
| Site                                | BH18-100   |
| Adresse                             | Bugnon 46<br>1011 Lausanne   |
| Pneumatique                         | 439  |
| Horaire d'ouverture de la réception | Lundi-vendredi : 6h30-18h30<br>Samedi : 6h30-15h30<br>Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00  |
| Téléphone                           | 021 31 44 280  |
| Astreinte                           | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| Site web                            | Réception des laboratoires   |



Site web

# **Analytique**

#### **Prestataire**

| Prestataire                        | Laboratoire de chimie clinique    |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Site                               | BH18-100                          |
| Adresse                            | Rue du Bugnon 46<br>1011 Lausanne |
| Tube pneumatique                   | 439                               |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | 24/24H                            |
| Téléphone                          | 021 31 44 121                     |
| Site web                           | <u>Chimie clinique</u>            |

Résultats

Interprétation Paramètres : Albumine

Alpha-1-globuline Alpha-2-globuline Gamma-globuline Bande Ig monoclonale

# Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 43.8

