



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Progestérone 17-OH

Sang

## Informations générales

### Examen

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Analyse accréditée

OUI

#### Synonyme

17OH-P4, OHP4, 17 hydroxyprogestérone, 17-OH progestérone,  
progestérone 17-OH, 17-OHP, OHP, 17 $\alpha$ -OHP

### Prescription

#### Formulaire de demande

#### Numéro de commande

999069

#### Lien

010 - Chimie clinique - Sang

## Pré analytique

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

2 à 3 analyses sur héparinate de lithium 1 tube 4.9 ml

Androstènedione, DHEA-S, profil stéroïdes: un seul tube suffit


### Matériel pédiatrique

#### Quantité

3

#### Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT – N° commande : 999003

### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes.

Androstènedione, DHEA-S, profil stéroïdes: un seul tube suffit

### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

#### Téléphone

021 31 44 280

#### Site web

Réception des laboratoires 24/24.

## Analytique

### Prestataire

#### Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Tube pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

#### Téléphone

021 31 44 121

#### Site web

Chimie clinique



## Post analytique

### Tarif

Tarif (CHF)

61.2