

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Candida PCR

Liquide humeur vitrée

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Recherche de Candida albicans, parapsilosis, kruseii, glabrata, tropicalis, dubliniensis

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 107

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution** 1x/jour

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Diagnostic moléculaire microbiologique

**Synonyme** Candida, champignon

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
743200  
**Lien**  
[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature** • Liquide humeur vitrée

**Instruction(s) particulière(s)** Les prélèvements normalement non stériles ne sont pas acceptés.

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** ESwab (bouchon rose Copan)



N° commande : 935524

### Stabilité maximale avant analyse

**Réfrigéré**

Oui

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation**

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

**Conservation**

4°C

**Conditions d'acheminement**

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

### Acheminement

**Conditions d'acheminement**

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.  
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web**

[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Microbio moléculaire</a></u>

### Résultats

<b>Délai de rendu</b>	2-3 jours
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PCR en temps réel</li></ul>

## Post analytique

### Tarif

<b>Tarif (CHF)</b>	119.7
--------------------	-------