

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Candida PCR

Biopsie quantitative (patient brûlé)

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse**Recherche de Candida albicans, parapsilosis, kruseii, glabrata,  
tropicalis, dubliniensis**Renseignement téléphonique**

021 31 44 107

**Horaire de réalisation**

Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution**

1x/jour

**Analyse accréditée**

OUI

**Spécialité**

- Diagnostic moléculaire microbiologique

**Synonyme**

Candida, champignon

**Prescription****Formulaire de demande****Numéro de commande**

743200

**Lien**[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

**Prélèvement****Nature**

- Biopsie quantitative (patient brûlé)

**Instruction(s) particulière(s)**

Les prélèvements normalement non stériles ne sont pas acceptés.

**Matériel standard****Quantité**

1

**Contenant**

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

### Stabilité maximale avant analyse

**Réfrigéré** Oui

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation** Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

**Conservation** 4°C

**Conditions d'acheminement** T° ambiante dans les 24h suivant la prise

### Acheminement

**Conditions d'acheminement** Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.  
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00

**Téléphone** 021 314 41 07

**Astreinte** Service de garde d'urgence 7 jours sur 7  
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

**Site web** [Microbio moléculaire](#)

### Résultats

**Délai de rendu** 2-3 jours

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- PCR en temps réel

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 119.7